

### Surfa'safe Premium Anios - Format économique - Bidon de 5L

Mousse détergente désinfectante pour toutes les surfaces, équipements, dispositifs médicaux et surfaces alimentaires.

- Solution prête à l'emploi.
- Nettoie et désinfecte en 1 seule opération
- Sans alcool, sans parfum ni colorant
- pH : 6
- Bonnes propriétés moussantes

#### Propriétés microbiologiques :

\* Bactéricide - Actif selon :  
EN 13727 (1 min), EN 16615 (2 min)  
EN 1276 (1 min), EN 13697 (2 min)  
Temps de contact = 2 min

\* Levuricide - Actif selon :  
EN 13624 (2 min), EN 16615 (2 min)  
EN 1650 (2 min), EN 13697 (5 min)  
Temps de contact = 5 min

\* Tuberculocide - Actif selon EN 14348 / Temps de contact = 60 min

\* Active sur les virus enveloppés selon EN 14476 / Temps de contact = 1 min

\* EN 14476 Polyomavirus SV40 / Temps de contact = 5 min

\* EN 14476 Rotavirus / Temps de contact = 30 sec

\* Virucide à spectre limité selon EN 14476 / Temps de contact = 30 min

\* EN 14476 Adenovirus / Temps de contact = 30 min

\* EN 14476 Norovirus (MNV) / Temps de contact = 15 min

#### Mode d'emploi :

S'utilise sans dilution. Appliquez la mousse détergente désinfectante sur la surface à traiter ou de préférence sur un non-tissé. Il est nécessaire de bien répartir le produit. Laisser agir 5 à 15 minutes en fonction de l'efficacité antimicrobienne recherchée. Ne pas rincer sauf en cas de contact prolongé de la surface avec la peau. Parfum agrume très odorant.

**Conditionnement économique :** bidon de 5L

**Composition :** Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, excipients

**Utilisation :** Solution prête à l'emploi.

Pulvériser la solution détergente désinfectante sur un non-tissé et essuyer. Bien répartir le produit (+/- 6 ml/m<sup>2</sup> soit environ 10 pulvérisations). Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée. Le rinçage est inutile sauf si les zones traitées sont destinées à être en contact avec la peau, les muqueuses ou les denrées alimentaires.



*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.*