



### **Drap d'examen économique - Largeur 50 cm - Fabrication européenne - Robé Médical**

Très doux et résistant. Épaisseur 2 plis 2x18 g. Non gaufré. 150 formats. Longueur totale 57m.

Traité anti-humidité. Largeur 50 cm / longueur 57 m. 150 formats prédécoupés de 50 x 38 cm.

Nos draps d'examen utilisent une cellulose issue de forêts respectant les principes d'une exploitation durable.

- Grammage : 35 g/m<sup>2</sup> (± 5%)

- Résistance à sec :  
Sens Marche : 290 N/m  
Sens Travers : 190 N/m

- Résistance mouillé :  
Sens Marche : 58 N/m  
Sens Travers : 38 N/m

- Gradation de blanc : 83

Conforme au règlement européen REACH n°1907/2006  
Ne contient aucune substance SVHC

Vendu par carton de 12 rouleaux.  
Prix dégressif à partir de 2 cartons achetés.

Fabrication Européenne.