



### Ensemble électrique Wengé à hauteur variable - 2 moteurs - avec tiroir et marche-pied

Divan grand confort avec hauteur variable et dossier réglable par télécommande.

Découvrez confort et fonctionnalité avec notre table d'examen grand luxe, accompagnée de son marche-pied assorti en wengé, pour une élégance incomparable dans votre cabinet. Cette table offre une gamme complète de fonctionnalités pour répondre aux besoins de votre pratique :

- Commandes électriques pour régler aisément la hauteur et l'inclinaison du dossier, assurant un ajustement précis et confortable pour chaque patient.
- Dossier rectangulaire équipé d'une cavité visage amovible pour un confort optimal lors des examens.
- Hauteur réglable de 63 à 91 cm, offrant une accessibilité optimale pour les praticiens de toutes tailles.
- Inclinaison par télécommande du dossier de 0° à 70°, pour une position personnalisée adaptée à chaque type d'examen.
- Accoudoirs amovibles pour une flexibilité maximale en position dorsale ou ventrale.
- Revêtement confortable, résistant et antidérapant, assurant le bien-être et la sécurité des patients.
- Base équipée d'un tiroir de rangement intégré, pour une organisation efficace de votre matériel.
- Mousse de haute qualité avec une densité de 27-28 kg/m<sup>2</sup>, garantissant un soutien optimal et une durabilité exceptionnelle.

Les dimensions généreuses de la table garantissent un confort maximal pour les patients :

- Longueur : 202 cm.
- Largeur : 75 cm.
- Hauteur variable de 63 à 91 cm.
- Épaisseur du matelas : 7,5 cm.

Le marche-pied assorti offre une stabilité supplémentaire et une esthétique harmonieuse :

- Matériau : bois.
- Dimensions : 400 x 400 x 300 mm.
- Poids max. supporté : 150 kg.
- Nettoyage à sec, à l'aide d'un chiffon.

Avec son piètement coloris bois wengé, cette table d'examen ajoute une touche d'élégance à votre espace professionnel. Robuste et fiable, elle peut supporter jusqu'à 200 kg, garantissant la sécurité de vos patients.

Profitez de notre garantie de 3 ans pour une tranquillité d'esprit totale. De plus, la livraison est gratuite, avec la possibilité de choisir un service de livraison sur rendez-vous avec deux porteurs pour une installation aisée, que ce soit au rez-de-chaussée ou à l'étage.

- Dossier rectangulaire avec cavité visage amovible.
- Hauteur réglable de 63 à 91 cm.
- Dossier inclinable de 0° à 70°.
- Accoudoirs amovibles.
- Matière confortable, résistante et antidérapante.
- Base avec tiroir de rangement intégré.

- Densité de la mousse : 27-28 kg/m<sup>2</sup>.

Dimensions de la table :

- Longueur : 202 cm.
- Largeur : 75 cm.
- Hauteur variable de 63 à 91 cm.
- Épaisseur du matelas : 7,5 cm.

Dimensions du tiroir :

- Dimensions externes : 375 x 328 x 164 mm.
- Dimensions internes : 336 x 290 x 110 mm.

Marchepied :

- Matériau : bois.
- Dimensions : 400 x 400 x 300 mm.
- Poids max. supporté : 150 kg.
- Nettoyage à sec, à l'aide d'un chiffon.

Piètement coloris bois.

Poids : 95 kg.

Poids max. supporté : 200 kg.

Garantie 3 ans.

Livraison gratuite franco de port.

Supplément pour livraison sur rendez vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.