

### Gants d'examen vinyle non poudrés - Boîte de 100 - 4,8 g - Aql 1,5 - Robemed

Qualité Robé Médical avec toucher précis, confort et hygiène.

- Ambidextres.
- Qualité non poudrée pour un maximum de confort et pour l'absence de tout risque d'allergie.
- Très résistants avec manchettes à bourrelets.
- Non stériles.
- AQL : 1,5.
- Conformes normes gants médicaux : EN 455 1/2/3.
- Conformes évaluation biologique et biocompatibilité : ISO 10993 10/12/2.
- Conformes normes EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016 Type B et EN ISO 374-5:2016 Type B.
- Conforme contact alimentaire
- Poids : 4,8 g.

#### 4 tailles disponibles:

- S Small (6/7).
- M Medium (7/8).
- L Large (8/9).
- XL Extra Large (9/10).

*Si il s'agit de votre première commande, nous vous invitons à consulter notre guide, en téléchargement, "Comment bien choisir sa taille de gants ?" Nous vous conseillons de prendre une taille au-dessus de celle recommandée.*

Coloris naturel translucide.  
Vendus par boîte de 100 gants.  
Prix dégressif à partir de 10 boîtes achetées.

Conformes aux normes EN 455-1:2010, EN 455-2:2015 et EN 455-3:2015  
ASTM D 5250,  
Evaluation biologique et biocompatibilité : Conforme normes ISO  
10993-10:2010 ISO 10993-12: 2012 et ISO 10993-2:2006  
CE 93/42  
Conformes aux normes EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016 Type B et EN  
ISO 374-5:2016 Type B.

Matériel médical CE.

***Le vinyle, ne contenant pas de protéines allergisantes, est spécialement conçu pour les peaux sensibles et allergiques au latex.***

