



Ote-agrafe stérile avec mors métallique Robé Médical

Avec mors métallique très résistant .

Ote-agrafe de qualité supérieure renforcée.
Pour retirer les agrafes de sutures cutanées en toute sécurité.
Métallique, stérile, à usage unique.

Longueur : 105 mm.

Sous emballage individuel stérile.
Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Conditionnement par boîte de 10 sets stériles.

Matériel médical CE.
Garantie 2 ans.
Validité 5 ans.