

FICHE TECHNIQUE

Sets de base Medium 1A Robé Médical

5 tampons de gaze et 1 pince à disséquer.

Set de soins de base proposés sous blister rigide.

Instrumentation plastique permettant une grande facilité de préhension.
Large blister permettant l'utilisation comme réceptacle à déchets.

Ces sets comprennent :

- 5 tampons de gaze ronds, 17 fils
- 1 pince à disséquer plastique, coloris bleu

Conditionnement sous blister rigide, compartiment unique, dimensions 15 x 11 cm.

Proposé par carton de 60 sets.

Stérilisation Oxyde Ethylène.

Matériel Médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

